

FICHA TECNICA

CODIGO DEL PRODUCTO	72-1501
NOMBRE DEL PRODUCTO	CUCHILLETE 15°
MARCA	SHARPOINT
PROCEDENCIA	USA
DESCRIPCION	

CUCHILLETE 15°, RECTO, HOJA DE ACERO QUIRURGICO, MANGO PLÁSTICO, MEDIDA: DEL MANGO 125mm DE LARGO Y 5mm DE DIÁMETRO, HOJA 10mm. EMPAQUE ESTERIL SINGLE USED

IMAGEN