

**FICHA TECNICA**

<b>CODIGO DEL PRODUCTO</b>	72-2250
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	CUCHILLETE 2.2
<b>MARCA</b>	SHARPOINT
<b>PROCEDENCIA</b>	USA
<b>DESCRIPCION</b>	CUCHILLETE CLEAR CONTROL 3D, ANGULADO, DOBLE BISEL, MEDIDA 2.2mm, HOJA DE ACERO QUIRÚRGICO, MANGO REDONDO DE PLÁSTICO DE 123mm DE LARGO Y 5mm DE DIAMETRO. EMPAQUE ESTERIL SINGLE USED

**IMAGEN**