

FICHA TECNICA

CODIGO DEL PRODUCTO	72-3050
NOMBRE DEL PRODUCTO	CUCHILLETE 3.0
MARCA	SHARPOINT
PROCEDENCIA	USA
DESCRIPCION	

CUCHILLETE CLEAR CONTROL 3D, ANGULADO, DOBLE BISEL, MEDIDA 3.0mm, HOJA DE ACERO QUIRÚRGICO, MANGO REDONDO DE PLÁSTICO DE 123mm DE LARGO Y 5mm DE DIAMETRO. EMPAQUE ESTERIL SINGLE USED

IMAGEN