

FICHA TECNICA

| | |
|----------------------------|---|
| CODIGO DEL PRODUCTO | 74-1010 |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | CUCHILLETE CRESCENT |
| MARCA | SHARPOINT |
| PROCEDENCIA | USA |
| DESCRIPCION | CUCHILLETE BEVEL UP, ANGULADO, BISELADO, MEDIDA 2.0mm, HOJA EN ACERO QUIRÚRGICO, MANGO REDONDO DE PLÁSTICO DE 123mm DE LARGO Y 5mm DE DIAMETRO. EMPAQUE ESTERIL SINGLE USED |

IMAGEN