

FICHA TÉCNICA

CODIGO DEL PRODUCTO	BV581030
NOMBRE DEL PRODUCTO	FILTRO DE ALTO FLUJO
MARCA	BEAVER VISITEC
PROCEDENCIA	U.S.A.

DESCRIPCIÓN

ACCESORIO CON CIERRE MACHO/HEMBRA PARA COLOCAR ENTRE LA JERINGA Y LA CANULA O AGUJA.
FILTRA PARTICULAS Y AGENTES CONTAMINANTES DE 0.20 MICRAS.
PRODUCTO ESTERIL

IMAGEN

