

MESA ELECTRICA HD-40

Descripción General

La **Mesa Eléctrica HD-40** es una mesa de gran formato diseñada para soportar **dos equipos simultáneamente**, ofreciendo máxima estabilidad y superficie de trabajo en entornos clínicos y oftalmológicos.

Su diseño elegante y aerodinámico aporta una estética moderna, mientras que su **estructura metálica de alta resistencia** garantiza durabilidad y desempeño confiable en uso continuo.

Incorpora **ruedas de alta calidad**, que aseguran facilidad de desplazamiento sin comprometer estabilidad estructural, permitiendo reorganizar el espacio clínico con eficiencia.

Características Técnicas

1. Características Generales

- **Tipo:** Mesa eléctrica grande
- **Dimensiones de cubierta:** 920 mm × 575 mm (36.2" × 22.6")
- **Funcionamiento:** Elevación suave y silenciosa
- **Diseño estructural:** Columna en posición central
- **Rango de elevación:** 665 mm – 865 mm (26.2" – 34.1")
- **Carga máxima:** 50 kg (110 lb)
- **Peso neto:** 35 kg (77 lb)
- **Voltaje:** AC 220V / 50Hz
- **Potencia:** 50W



Ventajas Operativas

- ✓ Superficie amplia para configuración doble de equipos
- ✓ Sistema de elevación eléctrica preciso y silencioso
- ✓ Columna central que optimiza estabilidad y distribución de carga
- ✓ Base metálica robusta para larga vida útil
- ✓ Ruedas integradas para movilidad segura y eficiente